

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/walek-duzy-wieloiگلowy-do-calego-ciala-akupresura-p-2297.html>



Walek Duży wieloiگلowy do całego ciała - akupresura

Cena	145,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PD-APM-M5

Opis produktu

Aplikator wieloiگلowy „**Walek duży M**” **5,0** może być wykorzystywany na dowolnej części ciała.

Stosowany jest głównie do terapeutycznego oddziaływania na duże części ciała: **plecy, lędźwie, krzyż, klatkę piersiową, okolice pośladków, brzuch i kończyny**. Efekt terapeutyczny jest osiągany kilka razy szybciej, niż w przypadku zastosowania aplikatora statycznego.

Używając wálka można oddziaływać **łagodząco lub uspokajająco** (np. przy bólu w okolicach lędźwiowo-krzyżowych lub w kończynach dolnych) i stymulująco lub pobudzająco (przy niedowładzie mięśni itp.). W celu uzyskania efektu łagodzącego, masaż wálkiem powinien być wykonywany **na większej powierzchni ciała**. Ruchy pod czas masażu powinny być wolniejsze, a sam zabieg trwać **ok. 10-15 minut**. W celu uzyskania efektu pobudzenia, masaż wálkiem należy wykonywać dynamicznie przez ok. **5-7 minut** obejmując mniejszą powierzchnię ciała.

Walek jest polecany również w salonach kosmetycznych przy **redukcji opuchlizny, zastoju chłōnki, cellulitu, zwiotczalej skōrze**.

Walek duży dr Lyapko – to doskonałe urządzenie do zabiegów **wyszczuplających i korygujących figurę** – jako walek na cellulit. Wykonywanie masażu wálkiem „Dużym” ukierunkowane jest na pozbycie się **tkanki tłuszczowej, cellulitu i zmniejszenie wagi ciała**.

Cykl skutecznej terapii aplikacyjnej – to minimum **10-15 zabiegów**. Zabiegi należy wykonywać „na głodny żōładek”. Iglý wálka, dotykając skōry, nie uszkadzają jej. Metoda jest efektywna i nieinwazyjna, to znaczy wyklucza całkowicie przenoszenie różnych infekcji. **Nie powoduje również żadnych skutków ubocznych**.

- wymiary wálka: 61 × 111 mm
- odstępy między igłami: 5,0 mm
- ilość igieł: 570
- skład igieł: żelazo, miedź, nikiel, cynk, srebro
- podstawa: guma medyczna
- okres gwarancji: 12 miesięcy

W warunkach domowych — zaleca się **mycie aplikatora** przy pomocy mydła w płynie i bieżącej wody oraz wysuszenie po umyciu strumieniem gorącego powietrza (suszarką). W placówkach leczniczych do sterylizacji aplikatorów używa się powszechnie stosowanych preparatów medycznych do dezynfekcji powierzchni sprzętu. Przy poprawnym korzystaniu aplikatora jego termin przydatności stanowi **5 - 7 lat**.

Do każdego zestawu wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.