

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/analizator-wagi-ciala-mibody-z-lacznoscia-bluetooth-40-p-1804.html>



Waga łazienkowa Salter 9159 MiBody 200 kg Bluetooth – powystawowa

Cena	59,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PD-EK-9159

Opis produktu

Salter MiBody 9159 – sprawdzaj więcej niż kilogramy

Co mówi Ci zwykła waga łazienkowa? Najczęściej tylko to, ile aktualnie ważysz. **Salter MiBody 9159 BK3R** idzie o krok dalej – oprócz masy ciała umożliwia domową analizę procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, wody i masy mięśniowej oraz oblicza wskaźnik BMI.

To propozycja dla osób, które chcą obserwować zmiany w organizmie w szerszym kontekście. Zamiast koncentrować się wyłącznie na kilogramach, możesz porównywać także dodatkowe parametry uzyskiwane metodą BIA.

Model wyróżnia się **obciążeniem do 200 kg**, pamięcią ustawień dla **4 użytkowników**, trybem sportowym i funkcją **Bluetooth 4.0**. Czarna platforma ze szkła hartowanego i czytelny wyświetlacz LCD nadają urządzeniu nowoczesny wygląd.

Oferowany egzemplarz jest powystawowy. Może posiadać niedoskonałości wizualne wynikające z ekspozycji lub przechowywania. To oferta dla osób, które akceptują takie ślady i szukają wielofunkcyjnej wagi łazienkowej w korzystnej cenie.

Stan produktu – waga powystawowa

Salter MiBody 9159 BK3R nie jest sprzedawana jako produkt fabrycznie nowy. Urządzenie pochodzi z ekspozycji i może mieć:

- delikatne rysy na szklanej platformie,
- otarcia obudowy lub elementów wykończenia,
- ślady prezentowania i przechowywania,
- otwarte, przetarte lub uszkodzone opakowanie.

Waga oferowana jest jako sprawna technicznie w zakresie pomiarów wykonywanych na urządzeniu. Ewentualne ślady ekspozycji mają charakter wizualny.

Zdjęcia są poglądowe. Nie muszą przedstawiać wszystkich zarysowań konkretnego sprzedawanego egzemplarza.

Informacja o Bluetooth: model został fabrycznie wyposażony w łączność Bluetooth 4.0, ale ze względu na zmiany aplikacji mobilnych i systemów telefonów nie gwarantujemy synchronizacji z aktualnymi urządzeniami z Androidem lub iOS. Waga może być wykorzystywana bez aplikacji.

Pięć informacji podczas domowej analizy składu ciała

Salter 9159 umożliwia uzyskanie pięciu podstawowych rodzajów informacji:

- **Masa ciała** – standardowy pomiar do 200 kg, prezentowany w krokach co 100 g.
- **Tkanka tłuszczowa** – szacunkowy procentowy udział tłuszczu w organizmie.
- **Woda w organizmie** – orientacyjny procent całkowitej zawartości wody.
- **Masa mięśniowa** – szacunkowy parametr odnoszący się do mięśni.
- **BMI** – wskaźnik masy ciała obliczany na podstawie masy i wzrostu użytkownika.

Te dodatkowe informacje mogą pomóc obserwować kierunek zmian podczas regularnych pomiarów. Nie oznaczają jednak, że analizator zastępuje badania medyczne. Wyniki BIA mają charakter przybliżony.

Bluetooth 4.0 – co umożliwił system MiBody?

Model Salter 9159 powstał jako część rodziny urządzeń MiBody, która wykorzystywała bezprzewodowe przesyłanie danych do aplikacji mobilnej.

W oryginalnym systemie **MiBody** po sparowaniu wagi z telefonem wyniki mogły być przesyłane przez Bluetooth i prezentowane w aplikacji. Użytkownik mógł w ten sposób przeglądać zapisane odczyty oraz obserwować zmiany podczas kolejnych pomiarów.

Było to rozwiązanie wygodne dla osób, które nie chciały ręcznie przepisywać wyników z wyświetlacza.

Ważne: zgodność aplikacji ze współczesnymi telefonami

Oryginalna aplikacja Salter MiBody została zastąpiona rozwiązaniem Salter Health. Ze względu na zmiany systemów Android i iOS, wersji aplikacji oraz obsługiwanych urządzeń nie można zakładać, że starsza waga połączy się automatycznie z każdym współczesnym telefonem.

Nie deklarujemy działania parowania ani synchronizacji na konkretnym nowym smartfonie bez przeprowadzenia testu takiego zestawu.

Bluetooth należy traktować jako oryginalną funkcję modelu, której wykorzystanie może zależeć od dostępnego, zgodnego oprogramowania. Samo ważenie oraz odczyt na ekranie urządzenia nie wymagają telefonu.

Jak działa analiza BIA w wadze Salter 9159?

BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) to analiza impedancji bioelektrycznej. Urządzenie wykorzystuje niewielki sygnał elektryczny i mierzy reakcję tkanek, a następnie na podstawie tego pomiaru oraz danych użytkownika szacuje skład organizmu.

Na szklanej platformie znajdują się metalowe pola pomiarowe. Aby prawidłowo przeprowadzić analizę, należy stanąć na nich bosymi stopami i pozostać nieruchomo do zakończenia pomiaru.

Na wyniki wpływa między innymi nawodnienie, pora dnia, aktywność fizyczna i wcześniejsze posiłki. Z tego powodu pojedyncze wskazanie nie powinno być podstawą do oceniania zmian tkanki tłuszczowej lub mięśni.

Cztery profile użytkowników – jedna waga dla domowników

Pamięć 4 użytkowników umożliwia zapisanie osobnych danych potrzebnych do analizy składu ciała.

Podczas konfiguracji można przypisać użytkownikowi informacje o płci, wzroście, wieku i odpowiednim trybie pomiarowym.

Dzięki temu domownicy nie muszą każdorazowo wpisywać wszystkich parametrów od początku.

Pamięć profili to nie to samo co historia wszystkich ważeń. Funkcja zapisu i przesyłania wyników w aplikacji zależy od działania systemu MiBody i prawidłowego sparowania urządzeń.

Tryb sportowy – dla kogo przeznaczony?

Salter MiBody 9159 oferuje **Athlete Mode**, czyli tryb sportowy wykorzystywany podczas analizy składu ciała.

Producent przewidział go dla osób trenujących intensywnie przez około 12 godzin tygodniowo oraz charakteryzujących się niskim tętnem spoczynkowym, około 60 uderzeń na minutę lub mniej.

Tryb sportowy nie jest przeznaczony automatycznie dla każdej osoby, która chodzi na siłownię lub ćwiczy rekreacyjnie. Właściwy wybór trybu pomaga uzyskać bardziej porównywalne szacunkowe wyniki.

Duża szklana platforma i czytelny ekran LCD

Model 9159 BK3R posiada platformę z hartowanego szkła w czarnym wykończeniu. **Wymiary około 30x30 cm** zapewniają miejsce na ustawienie stóp podczas ważenia, a całkowita wysokość wynosi około **2,5 cm** według danych dystrybutora.

Urządzenie wyposażono w cyfrowy wyświetlacz LCD i dotykowe elementy sterujące. Duża platforma ułatwia prawidłowe ustawienie stóp na polach pomiarowych.

Do czyszczenia należy stosować miękką, lekko wilgotną ściereczkę. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani stawać na mokrym szkłe.

Step-On – zwykłe ważenie bez telefonu i bez aplikacji

Waga Salter 9159 może pracować również jako klasyczna elektroniczna waga osobowa.

Po prawidłowej inicjalizacji wystarczy wejść na platformę, aby wykonać standardowy pomiar masy ciała. Nie trzeba w tym celu łączyć urządzenia z telefonem ani korzystać z historycznej aplikacji MiBody.

To szczególnie ważne w przypadku modelu powystawowego, którego funkcje bezprzewodowe mogą zależeć od zgodności z używanym smartfonem.

Jak wykonać analizę składu ciała na Salter 9159?

1. Ustaw wagę na twardej, równej i stabilnej powierzchni.
2. Sprawdź poprawność umieszczenia baterii i wykonaj inicjalizację urządzenia.
3. Wybierz odpowiedni profil użytkownika.
4. Upewnij się, że zapisane informacje o wieku, wzroście i płci są prawidłowe.
5. Wybierz tryb standardowy lub sportowy zgodnie z własnymi parametrami i instrukcją.
6. Poczekaj na wskazanie zerowe na wyświetlaczu.
7. Stań boso na platformie i zapewnij kontakt obu stóp z metalowymi elektrodami.
8. Zachowaj nieruchomą pozycję, aż urządzenie zakończy pomiar i wyświetli wyniki.

Jeżeli korzystasz wyłącznie ze standardowego ważenia, nie musisz uruchamiać pełnej analizy BIA.

Jak interpretować BMI, tłuszcz, wodę i mięśnie?

BMI – wskaźnik masy ciała

BMI odnosi masę ciała do wzrostu. Może stanowić dodatkową informację, ale nie pokazuje bezpośrednio proporcji tkanki tłuszczowej i mięśni.

Tkanka tłuszczowa

Waga szacuje procentowy udział tłuszczu metodą bioimpedancji. Wynik może służyć do orientacyjnego porównywania zmian w czasie.

Woda w organizmie

Parametr zależy między innymi od aktualnego nawodnienia. Dlatego najlepiej porównywać pomiary wykonywane o podobnej porze i w zbliżonych warunkach.

Masa mięśniowa

Urządzenie oblicza szacunkową wartość masy mięśniowej. Nie jest to bezpośredni pomiar laboratoryjny ani dokładna analiza wszystkich grup mięśniowych.

Bezpieczeństwo podczas analizy BIA

Technologia BIA wykorzystuje niewielki sygnał elektryczny. Funkcji analizatora nie powinny używać osoby z rozrusznikami serca i innymi wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi, jeśli instrukcja producenta wskazuje takie przeciwwskazania.

Podczas ciąży analiza składu ciała może być niemiarodajna. W takich sytuacjach należy przestrzegać instrukcji i zaleceń medycznych.

Waga przeznaczona jest do domowej kontroli masy i orientacyjnych parametrów składu ciała, a nie do diagnostyki chorób.

Specyfikacja techniczna Salter MiBody 9159 BK3R

Parametr	Dane
Producent	Salter
Model	9159 BK3R MiBody
Numer katalogowy sklepu	PD-EK-9159
Stan	Powystawowy
Kolor	Czarny
Typ	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała
Maksymalne obciążenie	200 kg
Rozdzielczość odczytu	100 g / 0,1 kg
Pomiar masy ciała	Tak
Analiza tkanki tłuszczowej	Tak, szacunkowa
Analiza zawartości wody	Tak, szacunkowa
Analiza masy mięśniowej	Tak, szacunkowa
Obliczanie BMI	Tak
Technologia analizy	BIA - bioimpedancja elektryczna
Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth 4.0
Oryginalny system aplikacji	Salter MiBody, rozwiązanie historyczne
Zgodność z aktualnymi telefonami	Nie jest gwarantowana
Pamięć ustawień	4 profile użytkowników
Tryb sportowy	Tak, Athlete Mode
Standardowe ważenie Step-On	Tak
Wyświetlacz	LCD, podświetlany
Platforma	Szkło hartowane
Wymiary	Okolo 30x30x2,5 cm
Zasilanie	Bateryjne; typ i liczba baterii do potwierdzenia w konkretnym egzemplarzu
Możliwe ślady ekspozycji	Rysy, otarcia i ślady przechowywania
Opakowanie	Może być otwarte lub uszkodzone
Zdjęcia	Poglądowe

Salter 9159 z Bluetooth czy tradycyjna waga łazienkowa?

Model Salter 9159 jest przeznaczony dla osób szukających większej liczby informacji niż sam wynik w kilogramach. Łączy analizę składu ciała z pamięcią użytkowników i funkcją bezprzewodowego przesyłania danych przewidzianą dla systemu MiBody.

Jeśli zależy Ci wyłącznie na prostym ważeniu, bez analizy tłuszczu i konfiguracji profili, sprawdź [powystawową wagę łazienkową Salter 9206](#).

Inną propozycją jest [powystawowy analizator Salter 9141 Ultra Slim](#), dostępny w kolorze różowym lub zielonym.

Jeżeli interesuje Cię urządzenie bezprzewodowe innego typu, sprawdź także [wagę HoMedics MiBody 360](#), w której zastosowano historyczny system przenoszenia danych przez pamięć USB zamiast Bluetooth.

Wszystkie urządzenia znajdziesz w kategorii [wagi łazienkowe i analizatory składu ciała](#).

FAQ – Salter MiBody 9159 Bluetooth

Czy Salter 9159 BK3R jest produktem nowym?

Nie. Jest to produkt powystawowy, który może posiadać drobne rysy, otarcia i ślady ekspozycji. Opakowanie może być otwarte lub uszkodzone.

Czy waga Salter 9159 działa bez telefonu?

Tak. Standardowe ważenie i odczyty na wyświetlaczu nie wymagają połączenia z aplikacją mobilną.

Czy mogę połączyć Salter MiBody 9159 z aktualnym Androidem lub iPhone'em?

Waga posiada Bluetooth 4.0, ale zgodność ze współczesnymi telefonami i nowymi wersjami aplikacji nie jest gwarantowana. Model był pierwotnie przeznaczony do współpracy ze starszym systemem Salter MiBody.

Ile osób może korzystać z pamięci wagi?

Urządzenie umożliwia zapisanie ustawień dla czterech użytkowników.

Czy Salter 9159 mierzy tkankę tłuszczową i mięśnie?

Tak. Model szacuje wybrane parametry składu ciała, w tym tłuszcz, wodę i masę mięśniową, za pomocą technologii BIA.

Czy ta waga pokazuje BMI?

Tak. Urządzenie oblicza BMI na podstawie masy ciała i danych użytkownika.

Czy zdjęcia pokazują wszystkie rysy konkretnego egzemplarza?

Nie. Zdjęcia są poglądowe. Rzeczywiste ślady ekspozycji mogą różnić się pomiędzy sprzedawanymi egzemplarzami.

Salter MiBody 9159 – więcej możliwości w ofercie powystawowej

Powystawowa waga łazienkowa Salter 9159 BK3R oferuje pomiar do 200 kg, analizę składu ciała metodą BIA, pamięć czterech użytkowników, tryb sportowy oraz Bluetooth 4.0.

To ciekawa propozycja dla osób, które szukają rozbudowanej wagi do codziennego użytku i akceptują możliwe ślady ekspozycji. Funkcję Bluetooth warto traktować jako dodatkową możliwość zależną od zgodności oprogramowania.

Sprawdź również [pozostałe produkty powystawowe i wyprzedażowe PerfekcyjnyDom.pl](#).