

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/elektroniczna-waga-lazienkowa-mibody360-p-1016.html>



Waga HoMedics MiBody 360 z analizatorem i pamięcią – powystawowa

Cena	59,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

HoMedics MiBody 360 – poznaj nie tylko swoją wagę, ale także kierunek zmian

Waga łazienkowa HoMedics MiBody 360 została zaprojektowana dla osób, które chcą spojrzeć na codzienne ważenie szerzej. Zamiast ograniczać się do liczby kilogramów, umożliwia obserwowanie wybranych parametrów składu ciała oraz zapisywanie wyników kolejnych pomiarów.

Co zmieniło się od ostatniego ważenia? Czy masa ciała pozostaje stabilna? Jak zmieniają się szacunkowe wartości tkanki tłuszczowej, wody i mięśni? MiBody 360 powstała właśnie z myślą o osobach, które chcą regularnie porównywać wyniki i lepiej rozumieć ich znaczenie.

Urządzenie łączy **pomiar masy ciała do 160 kg**, analizę składu organizmu metodą BIA, cyfrowy wyświetlacz LCD oraz pamięć wyników. Model HoMedics MiBody 360 posiada również funkcję przenoszenia zapisanych pomiarów przez nośnik USB do historycznego programu komputerowego.

W PerfekcyjnyDom.pl oferujemy ten model jako produkt powystawowy. To propozycja dla klientów, którzy szukają rozbudowanej wagi łazienkowej i akceptują możliwe niedoskonałości wizualne wynikające z ekspozycji.

Ważne – produkt powystawowy

Oferowana waga HoMedics MiBody 360 nie jest fabrycznie nowa. Może posiadać ślady wcześniejszego prezentowania lub przechowywania.

- drobne rysy na szklanej platformie,
- otarcia lub niewielkie ślady na obudowie,
- ślady magazynowania i ekspozycji,
- otwarte, przetarte lub uszkodzone opakowanie.

Waga jest oferowana jako sprawna w zakresie podstawowego ważenia i funkcji urządzenia. Możliwe niedoskonałości wizualne należy uwzględnić przed zakupem.

Zdjęcia mają charakter poglądowy. Mogą nie przedstawiać wszystkich indywidualnych śladów ekspozycji konkretnego egzemplarza.

Ważne dotyczące USB: model fabrycznie korzystał z pamięci USB i programu MiBody360. Obecność oryginalnego nośnika oraz możliwość wykorzystania historycznego oprogramowania nie są gwarantowane w tej ofercie powystawowej. Przed zakupem funkcji komputerowej warto potwierdzić kompletność zestawu.

Jedno ważenie, więcej informacji – co analizuje MiBody 360?

HoMedics MiBody 360 umożliwia wykonanie pomiaru masy ciała i oszacowanie kilku parametrów składu organizmu:

- **Masa ciała** – aktualny wynik ważenia do 160 kg z rozdzielczością odczytu 100 g.
- **Tkanka tłuszczowa** – szacunkowy procentowy udział tłuszczu w organizmie.
- **Woda w organizmie** – orientacyjny udział całkowitej wody w organizmie.
- **Masa mięśniowa** – szacunkowa informacja o udziale mięśni.
- **BMI** – wskaźnik relacji masy ciała do wzrostu.
- **BMR** – szacunkowa podstawowa przemiana materii, wyrażająca orientacyjne zapotrzebowanie energetyczne organizmu w spoczynku.

Wyniki składu ciała są przybliżonymi wartościami obliczanymi przez urządzenie, a nie rezultatami badań laboratoryjnych. Waga służy do użytku domowego i nie zastępuje diagnostyki medycznej.

Największy atut MiBody 360 – historia 30 pomiarów dla użytkownika

Większość podstawowych wag pokazuje wynik i po chwili go wyłącza. **HoMedics MiBody 360 potrafi zapamiętać do 30 wyników pomiarowych na osobę**, dlatego umożliwia spojrzenie na zmiany w czasie, a nie wyłącznie na pojedynczą wartość.

Według wcześniejszej specyfikacji tego produktu model przewiduje **6 profili użytkowników**. Każdy z nich może posiadać osobne dane wykorzystywane przez analizator.

W pamięci wyników przechowywane są także informacje dotyczące daty i godziny pomiaru. Daje to możliwość późniejszego uporządkowania zapisanych odczytów.

Przykład zastosowania: jeśli ważysz się regularnie przez kilka tygodni, historia wyników pozwala porównywać kolejne pomiary. Jest to bardziej miarodajne niż ocenianie pojedynczego odczytu, który może zmieniać się pod wpływem nawodnienia czy pory dnia.

MiBody 360 i USB – funkcja stworzona do analizy wyników na komputerze

Waga została opracowana w czasach, gdy dane z urządzeń pomiarowych często przenoszono do komputera za pomocą pamięci USB zamiast synchronizować je z telefonem.

Oryginalny system MiBody 360 umożliwiał przenoszenie zapisanych wyników na nośnik USB, a następnie analizowanie ich za pomocą programu komputerowego. Program udostępniał wykresy oraz tabele pomagające śledzić zmiany wybranych parametrów składu ciała.

Istotna informacja dla kupującego: oprogramowanie MiBody360 jest rozwiązaniem historycznym. Jego instrukcja przewiduje komputery z systemami Windows 2000, XP, Vista i Windows 7. Producent nie potwierdza w tej dokumentacji kompatybilności z nowszymi systemami.

Z tego powodu **nie deklarujemy działania programu na Windows 10 lub Windows 11** ani dostępności oryginalnych plików instalacyjnych i usług potrzebnych do jego uruchomienia.

Również obecność oryginalnego pendrive'a USB w konkretnym zestawie wystawowym wymaga potwierdzenia. Możliwości oprogramowania opisują funkcje przewidziane dla modelu, a nie gwarancję działania całego dawnego ekosystemu komputerowego.

Wygodna kontrola masy ciała bez komputera

Do zwykłego ważenia nie trzeba używać archiwalnego oprogramowania MiBody360 ani podłączać urządzenia do Internetu.

Wystarczy ustawić wagę na odpowiednim podłożu, wejść na platformę i odczytać wynik z wyświetlacza LCD.

To duża zaleta, jeśli chcesz korzystać z urządzenia przede wszystkim jako wagi osobowej, a dodatkowe funkcje pamięci i eksportu danych traktujesz jako opcjonalne.

Technologia BIA – skąd biorą się wyniki tłuszczu, wody i mięśni?

HoMedics MiBody 360 wykorzystuje metodę **BIA, czyli analizy impedancji bioelektrycznej**. Podczas pomiaru niewielki sygnał elektryczny przechodzi przez ciało, a urządzenie na podstawie oporu tkanek i danych użytkownika szacuje wybrane

parametry składu organizmu.

Aby prawidłowo wykonać analizę, należy stanąć na platformie boso, zapewniając kontakt stóp z polami pomiarowymi, i pozostać nieruchomo do zakończenia pomiaru.

Odczyty mogą różnić się zależnie od poziomu nawodnienia, pory dnia, aktywności fizycznej oraz innych czynników. Dlatego wyniki najlepiej porównywać w zbliżonych warunkach.

BMI a BMR – dwa różne wskaźniki, które warto rozumieć

BMI - wskaźnik masy ciała

BMI (Body Mass Index) opisuje relację masy ciała do wzrostu. Jest wskaźnikiem ogólnym, dlatego samodzielnie nie określa procentowej zawartości tkanki tłuszczowej ani mięśni.

BMR - podstawowa przemiana materii

BMR (Basal Metabolic Rate) to szacunkowa ilość energii potrzebnej organizmowi do podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych w spoczynku.

Nie należy utożsamiać BMR z całkowitym dziennym zapotrzebowaniem energetycznym, które uwzględnia również aktywność fizyczną i pozostałe wydatki energetyczne.

Oba wskazania mogą być pomocne jako informacje orientacyjne, ale nie zastępują indywidualnej oceny medycznej ani dietetycznej.

Szklana platforma i wyświetlacz LCD

MiBody 360 została wyposażona w szklaną platformę i cyfrowy wyświetlacz. Projekt łączy powierzchnię pomiarową z panelem prezentującym aktualną masę ciała.

Według dotychczasowej specyfikacji sklepu wymiary urządzenia wynoszą około **36,25x32,5x4,8 cm**.

Duża powierzchnia platformy ułatwia ustawienie stóp podczas ważenia. Gładkie szkło można czyścić odpowiednio dobraną, lekko wilgotną ściereczką, bez zanurzania urządzenia w wodzie.

Jak prawidłowo korzystać z HoMedics MiBody 360?

1. Ustaw wagę na twardym, równym i stabilnym podłożu.
2. Sprawdź prawidłowe umieszczenie baterii w komorze zasilania.
3. W razie potrzeby skonfiguruj datę i godzinę urządzenia zgodnie z instrukcją.
4. Jeśli chcesz tylko się zważyć, wejdź na platformę i odczytaj wynik.
5. Do analizy składu ciała wybierz odpowiedni profil użytkownika i upewnij się, że zapisane dane są prawidłowe.
6. Stań na platformie boso, zapewniając kontakt stóp z elektrodami.
7. Zachowaj nieruchomą pozycję podczas pomiaru.
8. Odczytaj masę ciała i, jeśli korzystasz z funkcji analizy, porównuj zapisane parametry w kolejnych dniach.

Wskazówka: waga powystawowa może mieć wcześniejsze ustawienia w pamięci. Przed rozpoczęciem regularnych pomiarów warto sprawdzić zapisane profile i odpowiednio je skonfigurować.

Bezpieczeństwo korzystania z analizatora

Funkcja BIA wykorzystuje niewielki sygnał elektryczny. Osoby posiadające wszczepiony rozrusznik serca lub inne elektroniczne urządzenia medyczne nie powinny używać funkcji analizy, jeśli stanowi ona przeciwwskazanie.

Instrukcja HoMedics MiBody 360 wskazuje, że urządzenie przeznaczone jest do użytku przez dorosłych od 16. roku życia i nie jest odpowiednie do analizy składu ciała podczas ciąży.

Waga nie służy do diagnostyki ani podejmowania decyzji medycznych na podstawie pojedynczego wyniku.

Dane techniczne HoMedics MiBody 360

Parametr	Dane
Marka	HoMedics

Parametr	Dane
Model	MiBody 360 / seria 360SC
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała
Stan	Powystawowy
Maksymalne obciążenie	160 kg według specyfikacji oferty
Rozdzielczość odczytu	100 g / 0,1 kg
Pomiar masy ciała	Tak
Analiza tkanki tłuszczowej	Tak, wynik szacunkowy
Analiza zawartości wody	Tak, wynik szacunkowy
Analiza masy mięśniowej	Tak, wynik szacunkowy
BMI	Tak
BMR	Tak, wartość szacunkowa
Technologia analizy	BIA
Liczba profili użytkowników	6 według specyfikacji oferty
Pamięć wyników	Do 30 pomiarów na użytkownika
Data i godzina pomiaru	Tak
Przenoszenie danych	Przez pamięć USB w oryginalnym systemie MiBody360
Historyczne oprogramowanie	MiBody360 dla starszych wersji Windows
Gwarantowana zgodność z Windows 10/11	Nie
Wyświetlacz	LCD
Platforma	Szklana
Wymiary	Okolo 36,25x32,5x4,8 cm według specyfikacji oferty
Zasilanie	4 baterie AA
Baterie w zestawie	Do potwierdzenia dla konkretnego egzemplarza
Nośnik USB w zestawie	Do potwierdzenia dla konkretnego egzemplarza
Stan wizualny	Możliwe rysy, otarcia i ślady ekspozycji
Opakowanie	Może być otwarte lub uszkodzone

Co wybrać – HoMedics MiBody 360 czy prostszą wagę?

MiBody 360 jest interesującym rozwiązaniem dla osób, które chcą uzyskiwać więcej danych i zachowywać historię wyników. Jej mocną stroną jest pamięć pomiarów oraz szacunkowa analiza składu ciała.

Jeżeli potrzebujesz przede wszystkim odczytu kilogramów bez dodatkowych ustawień, sprawdź [powystawową wagę łazienkową Salter 9206](#).

Inną propozycją jest [powystawowy analizator Salter 9115 SV3R](#), który wyróżnia się szklaną platformą i pomiarami BIA.

Możesz też porównać [powystawową wagę Salter 9141 Ultra Slim](#) z analizą tłuszczu, wody i BMI.

Pełną ofertę urządzeń znajdziesz w kategorii [wagi łazienkowe i analizatory składu ciała](#) w PerfekcyjnyDom.pl.

FAQ – HoMedics MiBody 360

Czy MiBody 360 jest zwykłą wagą łazienkową?

Może służyć jako zwykła waga osobowa, ale posiada również funkcje szacunkowej analizy składu ciała i zapisu historii pomiarów.

Ile pomiarów zapamiętuje HoMedics MiBody 360?

Model umożliwia zapisanie do 30 wyników na osobę. Pamięć jest przeznaczona do przechowywania wyników przed ich ewentualnym przeniesieniem do historycznego programu komputerowego.

Czy waga pokazuje BMI i BMR?

Tak. Model udostępnia wskaźnik BMI oraz szacunkową podstawową przemianę materii BMR w ramach analizy i historycznego systemu MiBody360.

Czy program MiBody360 działa na Windows 11?

Nie ma potwierdzenia takiej zgodności. Oryginalna dokumentacja przewiduje starsze systemy Windows, do wersji Windows 7 włącznie. Nie gwarantujemy działania programu na Windows 10 ani Windows 11.

Czy pendrive USB jest dołączony do wagi powystawowej?

Oryginalny zestaw modelu przewidywał nośnik USB. W przypadku tej oferty powystawowej jego obecność trzeba potwierdzić dla konkretnego egzemplarza.

Co oznacza stan powystawowy?

Waga może posiadać drobne rysy, otarcia i ślady ekspozycji, a jej opakowanie może być otwarte lub uszkodzone. Zdjęcia produktu mają charakter poglądowy.

HoMedics MiBody 360 – odkryj więcej informacji o swoich pomiarach

Powystawowa waga HoMedics MiBody 360 łączy pomiar masy ciała do 160 kg, analizę tłuszczu, wody i mięśni, wskaźniki BMI i BMR oraz pamięć wyników. Wyróżnia ją także możliwość pracy z historycznym systemem eksportu danych USB.

Jeżeli szukasz domowego analizatora i akceptujesz możliwe ślady ekspozycji, poznaj także [pozostałe produkty z wyprzedaży PerfekcyjnyDom.pl](#).