

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/niewielka-waga-lazienkowa-analizator-bmi-p-2188.html>



Waga łazienkowa Salter 9113 BK3R 150 kg z BMI – powystawowa

Cena	49,00 zł
Cena poprzednia	99,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PD-EK-9113BK3R

Opis produktu

Salter 9113 BK3R – mała waga łazienkowa, która pokazuje więcej niż kilogramy

Nie potrzebujesz dużej wagi, aby dowiedzieć się więcej o swoim ciele. Salter 9113 BK3R to kompaktowa, czarna waga łazienkowa z analizatorem, która łączy codzienne ważenie z pomiarem wybranych parametrów składu organizmu.

Oprócz masy ciała urządzenie pozwala oszacować **procentową zawartość tkanki tłuszczowej i wody** oraz obliczyć **BMI**. Jest wyposażone w szklaną platformę, czytelny ekran LCD i pamięć ustawień dla 8 użytkowników.

Jej atutem są niewielkie wymiary około **30x25x2 cm**. Dzięki temu sprawdzi się także w łazience, w której każdy centymetr przestrzeni ma znaczenie.

W PerfekcyjnyDom.pl oferujemy **egzemplarz powystawowy Salter 9113 BK3R**. To propozycja dla osób, którym zależy przede wszystkim na funkcjach urządzenia i które akceptują możliwe ślady wcześniejszej ekspozycji.

Stan produktu: powystawowy

Oferowana waga Salter 9113 BK3R nie jest produktem fabrycznie nowym. Może posiadać ślady ekspozycji lub przechowywania.

Możliwe niedoskonałości obejmują:

- delikatne rysy na szklanej platformie,
- drobne otarcia obudowy,
- ślady przechowywania i prezentowania produktu,
- otwarte, przetarte lub uszkodzone opakowanie.

Zdjęcia w galerii prezentują model urządzenia i mają charakter poglądowy. Nie muszą przedstawiać wszystkich indywidualnych zarysowań konkretnego egzemplarza.

Przed zakupem należy uwzględnić stan wizualny produktu powystawowego. Kompletność wyposażenia dodatkowego, w tym stopek do dywanów i baterii, powinna być potwierdzona dla sprzedawanego egzemplarza.

Co mierzy Salter 9113 BK3R?

Salter 9113 BK3R łączy kilka funkcji w jednym urządzeniu:

- **Masa ciała:** pomiar do 150 kg z odczytem co 100 g.
- **Tkanka tłuszczowa:** szacunkowa procentowa zawartość tłuszczu.
- **Woda w organizmie:** orientacyjny procentowy udział wody.
- **BMI:** wskaźnik obliczany na podstawie masy i wzrostu.

Wyniki analizy tłuszczu i wody mają charakter szacunkowy. Nie są badaniem medycznym i nie zastępują profesjonalnej diagnostyki.

Dlaczego nie warto oceniać postępów wyłącznie na podstawie kilogramów?

Dwa pomiary mogą pokazywać tę samą masę ciała, chociaż w organizmie zachodzą zmiany związane z poziomem nawodnienia i składem tkanek. Dlatego podczas regularnej kontroli warto obserwować kilka parametrów, a nie tylko aktualny wynik ważenia.

Salter 9113 pozwala sprawdzać masę ciała, tłuszcz, wodę i BMI. Dzięki temu użytkownik otrzymuje więcej informacji do samodzielnego porównywania kolejnych odczytów.

Największą wartość mają pomiary wykonane w podobnych warunkach, na tym samym urządzeniu i o zbliżonej porze dnia.

Analiza BIA – jak działa pomiar tłuszczu i wody?

Waga wykorzystuje **BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)**, czyli analizę impedancji bioelektrycznej.

Podczas pomiaru urządzenie przesyła przez ciało niewielki sygnał elektryczny. Na podstawie oporu tkanek i zapisanych danych użytkownika szacuje wybrane parametry składu organizmu.

Kontakt ze stopami odbywa się przez metalowe elektrody na platformie. Dlatego podczas analizy należy **stać na wadze boso i nieruchomo**.

Odczyt może różnić się zależnie od poziomu nawodnienia, pory dnia, posiłków i aktywności fizycznej. Nie należy interpretować pojedynczego wyniku jako ostatecznej oceny kondycji organizmu.

Osiem profili użytkowników – jedna waga dla wielu domowników

Salter 9113 BK3R umożliwia zapisanie ustawień dla 8 użytkowników. Każda osoba może wprowadzić dane niezbędne do analizy, takie jak wiek, płeć i wzrost.

Dzięki temu nie trzeba wpisywać tych informacji ponownie przy każdym korzystaniu z urządzenia.

Ważne: pamięć ośmiu użytkowników oznacza zapisywanie indywidualnych ustawień. Nie jest to równoznaczne z przechowywaniem historii wszystkich pomiarów.

Tryb dziecięcy – specjalne ustawienia dla wieku 6–12 lat

Model oferuje **Child Mode**, aktywowany podczas konfigurowania profilu, gdy wpisany wiek użytkownika wynosi od 6 do 12 lat.

W trybie dziecięcym urządzenie pokazuje masę ciała oraz szacunkowe wartości tłuszczu i wody. Nie należy interpretować tych odczytów przy użyciu norm przeznaczonych dla dorosłych.

W przypadku dzieci wyniki analizatora powinny być oceniane ostrożnie. Urządzenie nie zastępuje oceny rozwoju dziecka przez lekarza.

Tryb sportowy Athlete Mode – dla osób intensywnie trenujących

Salter 9113 BK3R posiada również **tryb sportowy**, dostępny w konfiguracji profilu dla wieku od 15 do 50 lat.

Według producenta Athlete Mode przewidziano dla osób wykonujących intensywną aktywność fizyczną przez około 12 godzin tygodniowo i charakteryzujących się niskim tętnem spoczynkowym, około 60 uderzeń na minutę lub mniej.

Tryb sportowy wykorzystuje inne założenia szacowania składu ciała. Nie należy wybierać go tylko dlatego, że ćwiczysz rekreacyjnie kilka razy w tygodniu.

Kompaktowe wymiary – praktyczny wybór do małej łazienki

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Salter 9113 jest niewielka platforma o wymiarach około **30x25 cm**.

Dzięki temu waga zajmuje mniej miejsca niż wiele większych modeli analizatorów. Może być wygodnym wyborem do niedużej łazienki lub dla osoby, która chce przechowywać wagę poza miejscem codziennego użytkowania.

Szklana powierzchnia ma czarne wykończenie i jest wyposażona w metalowe pola pomiarowe.

Urządzenie należy chronić przed uderzeniami, a przed wejściem na platformę upewnić się, że jest ona sucha.

Step-On – zwykłe ważenie bez wybierania profilu

Salter 9113 może służyć także jako **klasyczna waga osobowa**. Po inicjalizacji urządzenia wystarczy wejść na platformę, aby sprawdzić masę ciała.

Do standardowego ważenia nie trzeba konfigurować pełnej analizy BIA. Profil użytkownika jest potrzebny przy korzystaniu z dodatkowych funkcji analizatora.

Jak prawidłowo korzystać z wagi Salter 9113?

1. Ustaw urządzenie na twardej, równej powierzchni.
2. Sprawdź baterie i wykonaj inicjalizację wagi według instrukcji.
3. Jeśli chcesz wykonać analizę składu ciała, wybierz i skonfiguruj profil użytkownika.
4. Sprawdź zapisany wzrost, wiek oraz płeć.
5. Wybierz odpowiedni tryb standardowy, dziecięcy lub sportowy, zgodnie z instrukcją.
6. Poczekaj na wskazanie zerowe na wyświetlaczu.
7. Stań boso na platformie, zapewniając kontakt stóp z elektrodami.
8. Pozostań nieruchomo do zakończenia pomiaru i odczytania wyników.

W przypadku zmiany miejsca ustawienia może być konieczna ponowna inicjalizacja urządzenia.

Czy można używać tej wagi na dywanie?

Producent przewidział możliwość korzystania z dołączanych **stopek do dywanów**, które służą do odpowiedniego ustawienia urządzenia na takiej powierzchni.

Uwaga dotycząca egzemplarza powystawowego: obecność dodatkowych stopek należy sprawdzić przed sprzedażą. Jeśli nie są dołączone, najlepiej korzystać z wagi na twardej, płaskiej podłodze.

Bezpieczeństwo analizy składu ciała

Funkcja BIA wykorzystuje niewielki sygnał elektryczny. Nie należy korzystać z niej w przypadku posiadania rozrusznika serca lub innego wszczepionego urządzenia medycznego, jeśli instrukcja producenta wskazuje takie przeciwwskazanie.

Podczas ciąży szacunkowa analiza składu ciała może być niemiarodajna. Należy przestrzegać instrukcji producenta oraz zaleceń medycznych.

Wyniki domowej wagi nie służą do diagnozowania chorób ani samodzielnego podejmowania decyzji medycznych.

Specyfikacja techniczna Salter 9113 BK3R – produkt powystawowy

Parametr	Dane produktu
Producent	Salter
Model	9113 BK3R Compact Glass Analyser
Numer katalogowy sklepu	PD-EK-9113BK3R
Stan	Powystawowy
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem BIA

Parametr	Dane produktu
Kolor	Czarny
Maksymalne obciążenie	150 kg
Rozdzielczość ważenia	100 g / 0,1 kg
Pomiar masy ciała	Tak
Analiza tkanki tłuszczowej	Tak, wynik szacunkowy
Analiza zawartości wody	Tak, wynik szacunkowy
Obliczanie BMI	Tak
Technologia	BIA - bioimpedancja elektryczna
Pamięć użytkowników	8 profili
Tryb dziecięcy	Tak, wiek 6-12 lat
Tryb sportowy	Tak, wiek 15-50 lat
Standardowe ważenie Step-On	Tak
Wyświetlacz	LCD, około 8x2,5 cm według specyfikacji sklepu
Platforma	Szklana, z metalowymi elektrodami
Wymiary	Okolo 30x25x2 cm według specyfikacji sklepu
Zasilanie	2 baterie AAA
Baterie w zestawie	Do potwierdzenia dla egzemplarza powystawowego
Stopki do dywanów	Przewidziane przez producenta; obecność w zestawie do potwierdzenia
Stan wizualny	Możliwe rysy i otarcia wynikające z ekspozycji
Opakowanie	Może być otwarte lub uszkodzone
Zdjęcia	Poglądowe

Salter 9113 a większe analizatory – co wybrać?

Salter 9113 BK3R wyróżnia się niewielkimi wymiarami i pamięcią 8 użytkowników. To dobry punkt wyjścia dla osób, które potrzebują kompaktowej wagi z analizą tłuszczu, wody i BMI.

Jeżeli potrzebujesz urządzenia o większym zakresie ważenia i bardziej rozbudowanej analizie, sprawdź [wagę Salter 9106 do 180 kg z analizatorem składu ciała](#).

Jeśli zależy Ci na prostym odczycie masy bez analizy BIA, zobacz [elektroniczną wagę Salter 9000 do 150 kg](#).

Warto także porównać [powystawową Salter 9141 Ultra Slim](#) z analizą BMI oraz szklaną platformą.

Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [wagi łazienkowe i analizatory składu ciała](#).

FAQ – powystawowa waga Salter 9113 BK3R

Czy Salter 9113 BK3R jest produktem nowym?

Nie. Oferta dotyczy wagi powystawowej. Mogą występować drobne zarysowania, otarcia i ślady ekspozycji, a opakowanie może być otwarte lub uszkodzone.

Czy waga oblicza BMI i analizuje poziom tłuszczu?

Tak. Salter 9113 umożliwia obliczenie BMI oraz szacunkową analizę zawartości tłuszczu i wody metodą BIA.

Ilu użytkowników można zapisać?

Urządzenie posiada pamięć ustawień dla 8 osób.

Czy Salter 9113 posiada tryb dziecięcy?

Tak. Dla wieku 6-12 lat uruchamiany jest tryb dziecięcy, który wyświetla masę ciała oraz szacunkowe wartości tłuszczu i wody.

Czy waga ma tryb sportowy?

Tak. Tryb Athlete Mode jest dostępny dla osób w wieku od 15 do 50 lat i przeznaczony dla intensywnie trenujących użytkowników zgodnie z kryteriami producenta.

Jakie baterie są potrzebne do tej wagi?

Model wykorzystuje dwie baterie AAA. Ich obecność w konkretnym zestawie powystawowym należy potwierdzić.

Czy do analizy składu ciała trzeba stanąć boso?

Tak. Analiza BIA wymaga odpowiedniego kontaktu bosych stóp z metalowymi polami pomiarowymi na platformie.

Salter 9113 BK3R – więcej funkcji, mniej zajętego miejsca

Powystawowa waga łazienkowa Salter 9113 BK3R łączy kompaktową szklaną platformę, ważenie do 150 kg, analizę tłuszczu i wody oraz BMI. Osiem profili użytkowników, Step-On i dodatkowe tryby pomiarowe sprawiają, że urządzenie oferuje znacznie więcej niż podstawowa waga osobowa.

Jeżeli akceptujesz możliwe ślady ekspozycji, sprawdź również [pozostałe oferty wyprzedażowe PerfekcyjnyDom.pl](#).