

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/masazer-shiatsu-do-szyi-i-karku-z-podgrzewaniem-nms-255-p-4148.html>



## Masażer Shiatsu do szyi i karku z podgrzewaniem NMS-255

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>249,00 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Szybka Wysyłka 24H</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>         |
| Numer katalogowy | <b>PD-MSIK-H-NMS-255</b>  |

### Opis produktu

#### Masażer Shiatsu do szyi i karku z podgrzewaniem NMS-255

Masażer **NMS-255** to prosty sposób, by zrobić sobie relaksujący masaż szyi i karku w domu – wtedy, kiedy naprawdę go potrzebujesz: po pracy przy komputerze, długiej jeździe samochodem czy w dni, gdy czujesz „kamień” w barkach. Rotacyjny masaż **Shiatsu** ugniata mięśnie w stylu zbliżonym do dłoni masażysty, a opcjonalne **podgrzewanie** dodaje przyjemnego ciepła.

#### Dlaczego NMS-255 warto mieć pod ręką?

- **Masaż Shiatsu** – rotacyjny mechanizm wspiera rozluźnienie napiętych mięśni szyi i karku.
- **Podgrzewanie (opcjonalnie)** – ciepło może potęgować uczucie ulgi i odprężenia.
- **Uchwyty po bokach** – łatwo dopasujesz docisk i ustawienie masażera do własnych preferencji.
- **2 tryby pracy** – Shiatsu lub Shiatsu z podgrzewaniem (zależnie od nastroju i potrzeb).
- **Timer 15 minut** – automatyczne wyłączenie dla komfortu i bezpieczeństwa użytkownika.
- **Zdejmowany pokrowiec** – można go prać, dzięki czemu łatwiej utrzymać urządzenie w czystości.

#### Jak działa masaż Shiatsu na szyję i kark?

Masaż Shiatsu opiera się na ucisku i ugniataniu tkanek. W modelu NMS-255 zastosowano rotacyjny mechanizm masujący, który pracuje punktowo w okolicy szyi i karku. To praktyczne rozwiązanie, gdy chcesz szybko poprawić komfort i rozluźnić spięte mięśnie bez wychodzenia z domu.

#### Dwa programy – z ciepłem lub bez

Możesz wykonać masaż klasyczny lub włączyć podgrzewanie, gdy zależy Ci na dodatkowym efekcie przyjemnego ogrzania. Sterowanie odbywa się z poziomu zintegrowanego przełącznika, więc obsługa jest intuicyjna.

#### Higiena i wygoda na co dzień

Zdejmowany pokrowiec nadaje się do prania, co jest szczególnie ważne, jeśli z masażera korzystają domownicy albo używasz go regularnie.

#### Specyfikacja techniczna

---

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Model</b>         | NMS-255                                     |
| <b>Rodzaj masażu</b> | Shiatsu (rotacyjny)                         |
| <b>Podgrzewanie</b>  | Tak (opcjonalnie)                           |
| <b>Programy</b>      | 2 tryby: z podgrzewaniem / bez podgrzewania |
| <b>Timer</b>         | Automatyczne wyłączenie po 15 minutach      |
| <b>Pokrowiec</b>     | Zdejmowany, możliwość prania                |
| <b>Uchwyty</b>       | Po obu stronach, długość ok. 13 cm          |
| <b>Wymiary</b>       | 32 × 28 × 16,5 cm                           |
| <b>Zasilanie</b>     | Odłączany zasilacz, 230 V                   |
| <b>Moc</b>           | Maks. 36 W                                  |
| <b>Instrukcja</b>    | W języku polskim                            |
| <b>Gwarancja</b>     | 24 miesiące                                 |

## Dla kogo będzie najlepszy?

- dla osób pracujących przy biurku i odczuwających napięcie w karku,
- dla kierowców i osób spędzających dużo czasu w podróży,
- dla każdego, kto chce stworzyć **domowe SPA** i zrobić masaż wtedy, kiedy ma na to czas,
- jako praktyczny prezent – relaks po pracy bez umawiania wizyt.

## FAQ – najczęstsze pytania

### Czy w NMS-255 da się wyłączyć podgrzewanie?

Tak. Urządzenie oferuje dwa tryby: masaż Shiatsu bez ciepła oraz masaż Shiatsu z podgrzewaniem.

### Ile trwa jeden masaż?

Masażer ma wbudowany timer i wyłącza się automatycznie po około 15 minutach.

### Czy pokrowiec można prać?

Tak, pokrowiec jest zdejmowany i można go prać, co ułatwia utrzymanie higieny.

*Uwaga:* urządzenie ma charakter relaksacyjny. Jeśli masz przewlekłe dolegliwości, jesteś w ciąży lub jesteś po urazach w obrębie szyi/karku, skonsultuj użytkowanie z lekarzem lub fizjoterapeutą.