

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/neoprenowa-opaska-na-kolano-ze-stabilizacja-rzepki-p-4152.html>



Opaska kolanowa TruFit z otworem na rzepkę

Cena	42,00 zł
Dostępność	Szybka Wysyłka 24H
Numer katalogowy	PD-H-OM-TF-SOK

Opis produktu

Neoprenowa opaska na kolano ze stabilizacją rzepki TruFit

Neoprenowa opaska na kolano ze stabilizacją rzepki **TruFit** to praktyczne wsparcie dla osób, które chcą odciążać staw kolanowy podczas codziennego poruszania się, spacerów lub lekkiej aktywności fizycznej. Dzięki elastycznej konstrukcji dobrze dopasowuje się do nogi, a specjalne wycięcie na rzepkę pomaga ustabilizować kolano i zwiększa komfort użytkowania.

Model został wykonany z **neoprenu**, czyli materiału cenionego za sprężystość, dobre dopasowanie i wygodę noszenia. Opaska delikatnie przylega do stawu kolanowego, zapewnia lekki ucisk i wspiera okolice rzepki bez wyraźnego ograniczania ruchu. To dobry wybór dla osób, które szukają produktu pod hasłami: **opaska na kolano, stabilizator kolana, ściągacz neoprenowy na kolano lub opaska na rzepkę**.

Otwór na rzepkę pomaga zmniejszyć nacisk w centralnej części kolana, a elastyczna forma wspiera komfort chodzenia i codziennego funkcjonowania. Opaska może być stosowana zarówno podczas lekkiego ruchu, jak i na co dzień przy przeciążeniach, uczuciu niestabilności czy potrzebie dodatkowego wsparcia stawu kolanowego. Jeśli szukasz podobnych rozwiązań, zobacz także [inne opaski stabilizujące](#) dostępne w tej kategorii.

Najważniejsze zalety

- elastyczna neoprenowa opaska na kolano,
- wycięcie stabilizujące okolice rzepki,
- wygodne dopasowanie do nogi,
- lekki ucisk wspierający staw kolanowy,
- komfort użytkowania na co dzień i podczas lekkiej aktywności,
- materiał nie zawiera lateksu.

Dla kogo sprawdzi się ta opaska?

To odpowiedni wybór dla osób, które chcą poprawić komfort funkcjonowania kolana podczas codziennych czynności, spacerów, pracy w ruchu lub lekkiej aktywności. Opaska może być pomocna także wtedy, gdy pojawia się uczucie przeciążenia, osłabienia stawu lub potrzeba dodatkowego podtrzymania rzepki.

W przypadku potrzeby bardziej punktowego wsparcia warto sprawdzić również [opaskę podtrzymującą rzepkę](#), która może być dobrym uzupełnieniem oferty dla osób szukających innego typu stabilizacji.

Parametry produktu

- materiał: **neopren**,
- bez lateksu,
- długość z przodu bez rozciągania: **28 cm**,
- długość z tyłu bez rozciągania: **20 cm**,
- szerokość u góry bez rozciągania: **16,5 cm**,
- szerokość u dołu bez rozciągania: **13 cm**,
- średnica otworu na rzepkę bez rozciągania: **4,5 cm**,
- kolor zewnętrzny: **czarny**,
- kolor wewnętrzny: **czzerwony**,
- rozmiar: **Medium**,
- obwód kolana: **37,5-40,6 cm**.

Jak dobrać rozmiar?

Pomiar obwodu kolana należy wykonać **w pozycji stojącej, na środku rzepki**. Prawidłowo dobrany rozmiar wpływa na wygodę noszenia i skuteczność stabilizacji.

Instrukcja zakładania

1. Wsuń opaskę na nogę szerszą częścią od strony stopy.
2. Ustaw produkt tak, aby wycięcie znajdowało się centralnie wokół rzepki.
3. W razie potrzeby delikatnie popraw ułożenie podczas użytkowania.
4. Zdejmuj opaskę ostrożnie, rolując ją od góry ku dołowi.

Sprawdź też

- [Opaska podtrzymująca rzepkę](#)
- [Opaska magnetyczna na kostkę z żelazem](#)
- [Inne opaski stabilizujące](#)

Pielęgnacja

Produkt należy prać ręcznie w ciepłej wodzie z użyciem delikatnego detergentu. Suszyć na powietrzu, z dala od intensywnych źródeł ciepła.

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub - na życzenie klienta - fakturę VAT.