

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/waga-lazienkowa-salter-9115-sv3r-180-kg-z-analizatorem-powystawowa-p-4891.html>



Waga łazienkowa Salter 9115 SV3R 180 kg z analizatorem – powystawowa

Cena	49,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PD-EK-9115

Opis produktu

Salter 9115 SV3R Ultra Slim – powystawowa szklana waga łazienkowa z analizatorem

Salter 9115 SV3R Glass Analyser to elektroniczna waga łazienkowa, która łączy pomiar masy ciała z domową analizą wybranych parametrów organizmu. Jej charakterystycznym elementem jest **przezroczysta szklana platforma ze srebrnymi akcentami**, nadająca urządzeniu lekki, nowoczesny wygląd.

Model umożliwia ważenie do **180 kg** oraz analizę składu ciała metodą BIA. Oprócz wyniku ważenia pozwala uzyskiwać szacunkowe informacje o zawartości tkanki tłuszczowej i wody oraz wskaźniku BMI. W dokumentacji modelu wymieniono również analizę masy mięśniowej.

W sklepie PerfekcyjnyDom.pl oferujemy **egzemplarz powystawowy Salter 9115**. Urządzenie może mieć ślady wcześniejszej ekspozycji, dzięki czemu stanowi alternatywę dla osób, które nie wymagają fabrycznie nienaruszonego wyglądu produktu.

Stan produktu: powystawowy

Oferowana waga nie jest fabrycznie nowa. Jest to produkt powystawowy, który może posiadać ślady związane z ekspozycją, transportem lub przechowywaniem.

- drobne zarysowania szklanej platformy,
- otarcia srebrnych i pozostałych elementów obudowy,
- niewielkie ślady wcześniejszej prezentacji produktu,
- otwarte, uszkodzone lub niepełnowartościowe opakowanie.

Produkt jest oferowany jako sprawny technicznie. Ewentualne niedoskonałości wizualne powinny być uwzględnione podczas zakupu.

Zdjęcia mają charakter poglądowy i przedstawiają model urządzenia. Mogą nie dokumentować wszystkich indywidualnych zarysowań sprzedawanej sztuki.

Kompletność akcesoriów i stan baterii należy oceniać dla konkretnego egzemplarza powystawowego.

Co mierzy waga łazienkowa Salter 9115?

Salter 9115 jest analizatorem, dlatego może dostarczać więcej informacji niż zwykła waga osobowa.

- **Masa ciała** – standardowe ważenie do 180 kg.
- **Tkanka tłuszczowa** – szacunkowy procentowy udział tłuszczu w organizmie.
- **Woda w organizmie** – orientacyjna procentowa zawartość wody.
- **BMI** – wskaźnik masy ciała obliczany z masy i wzrostu.
- **Masa mięśniowa** – orientacyjny parametr składu ciała wymieniany w dokumentacji modelu 9115.

Wyniki analizy mają charakter szacunkowy. Nie stanowią diagnozy i nie zastępują profesjonalnych badań medycznych.

Technologia BIA – jak działa analizator składu ciała?

Waga wykorzystuje **bioimpedancję elektryczną (BIA)**. Metoda polega na pomiarze oporu elektrycznego tkanek przy wykorzystaniu niewielkiego sygnału przepływającego przez ciało.

Do obliczeń urządzenie wykorzystuje również dane wpisane w ustawieniach użytkownika. Dzięki temu może oszacować wybrane parametry organizmu, których nie da się ustalić na podstawie samej masy ciała.

W czasie analizy należy stać **boso i nieruchomo**, zapewniając odpowiedni kontakt stóp z elektrodami na platformie wagi.

Wskazania BIA mogą zmieniać się pod wpływem nawodnienia, aktywności fizycznej, temperatury i pory dnia. Najlepiej traktować je jako pomoc w obserwowaniu zmian podczas kolejnych pomiarów.

Szklana platforma Ultra Slim – wygląd, który wyróżnia Salter 9115

Charakterystyczną cechą modelu **Salter 9115 SV3R** jest przezroczysto-srebrna konstrukcja, odmienna od wielu klasycznych wag z jednolitą czarną lub białą platformą.

Szklana powierzchnia nadaje urządzeniu nowoczesny wygląd i jest wygodna do czyszczenia wilgotną ściereczką. Jednocześnie wymaga ostrożnego obchodzenia się z wagą – szczególnie należy unikać uderzeń, upuszczania i korzystania z mokrej platformy.

W przypadku egzemplarza powystawowego na szkle mogą występować drobne rysy, które nie muszą być widoczne na fotografiach poglądowych.

Waga do 180 kg – codzienny pomiar bez dodatkowego sprzętu

Salter 9115 umożliwia standardowe ważenie do **180 kg**. Wynik jest prezentowany na cyfrowym wyświetlaczu, dzięki czemu nie trzeba korzystać z telefonu ani aplikacji mobilnej.

Można korzystać z samego ważenia bez wykonywania pełnej analizy składu ciała. To przydatne rozwiązanie, gdy potrzebujesz jedynie aktualnego odczytu masy.

BMI i zawartość tkanki tłuszczowej – czego można dowiedzieć się z wyniku?

BMI – stosunek masy do wzrostu

Wskaźnik BMI opisuje relację masy ciała do wzrostu. Nie rozróżnia jednak tkanki tłuszczowej od masy mięśniowej i nie powinien być traktowany jako pełna ocena kondycji organizmu.

Tkanka tłuszczowa – wynik szacunkowy

Analizator szacuje procentowy udział tłuszczu na podstawie bioimpedancji i danych użytkownika. Odczyt może być przydatny podczas regularnej obserwacji zmian, ale nie stanowi wyniku badania laboratoryjnego.

Woda w organizmie – zmienny parametr

Wskazanie zawartości wody może się różnić zależnie od warunków pomiaru. Dlatego warto wykonywać kolejne odczyty w zbliżonych porach i przy podobnym poziomie nawodnienia.

Jak prawidłowo korzystać z analizatora Salter 9115?

1. Umieścić wagę na twardej, równej i stabilnej powierzchni.

2. Sprawdź baterie i wykonaj inicjalizację zgodnie z instrukcją urządzenia.
3. Jeśli chcesz wykonać analizę składu ciała, przygotuj ustawienia użytkownika.
4. Sprawdź wpisane dane potrzebne do obliczeń, w tym wzrost, wiek i płeć.
5. Stań boso na platformie, zachowując kontakt stóp z elektrodami.
6. Nie poruszaj się podczas wykonywania pomiaru.
7. Odczytaj uzyskane wyniki po zakończeniu analizy.

Jeżeli zależy Ci na porównywaniu wyników, wykonuj pomiary o podobnej porze i na tym samym podłożu.

Bezpieczeństwo pomiaru BIA

Podczas analizy składu ciała urządzenie wykorzystuje niewielki sygnał elektryczny. Z funkcji BIA nie powinny korzystać osoby z rozrusznikami serca lub innymi wszczepionymi elektronicznymi urządzeniami medycznymi, jeżeli taka analiza jest dla nich przeciwwskazana.

Podczas ciąży wyniki szacowania składu ciała mogą być niemiarodajne. W takich sytuacjach należy kierować się instrukcją producenta oraz odpowiednimi zaleceniami medycznymi.

Przed każdym ważeniem upewnij się, że szklana platforma jest sucha i stabilna.

Dane techniczne Salter 9115 SV3R – wersja powystawowa

Parametr	Dane produktu
Producent	Salter
Model	9115 SV3R Ultra Slim Glass Analyser
Numer katalogowy sklepu	PD-EK-9115
Stan	Powystawowy
Rodzaj	Elektroniczna waga łazienkowa z analizatorem składu ciała
Maksymalne obciążenie	180 kg
Pomiar masy	Tak
Analiza tkanki tłuszczowej	Tak, wynik szacunkowy
Analiza zawartości wody	Tak, wynik szacunkowy
Obliczanie BMI	Tak
Analiza masy mięśniowej	Wymieniana w dokumentacji modelu, wynik szacunkowy
Technologia	BIA – bioimpedancja elektryczna
Platforma	Szklana, przezroczysta ze srebrnymi elementami
Wyświetlacz	Cyfrowy LCD
Rozdzielczość ważenia	0,1 kg / 100 g
Zasilanie	Baterijne, typ i liczba baterii do sprawdzenia na urządzeniu
Liczba profili użytkowników	Do potwierdzenia w instrukcji konkretnej wersji
Wymiary	Do potwierdzenia na egzemplarzu
Stan wizualny	Możliwe rysy, otarcia i ślady ekspozycji

Parametr	Dane produktu
Opakowanie	Może być otwarte lub uszkodzone
Zdjęcia	Poglądowe

Dlaczego warto rozważyć powystawową wagę Salter 9115?

Zakup produktu powystawowego może być rozsądnym wyborem, jeśli zależy Ci przede wszystkim na funkcjonalności urządzenia, a drobne niedoskonałości wizualne nie są przeszkodą.

Salter 9115 łączy szklaną platformę, maksymalne obciążenie 180 kg i analizę wybranych parametrów składu ciała. Jest to model przeznaczony do codziennego ważenia oraz orientacyjnych pomiarów BIA.

Przed zakupem należy pamiętać o możliwych zarysowaniach, otarciach oraz niepełnowartościowym opakowaniu.

Porównaj Salter 9115 z innymi wagami łazienkowymi

Jeśli szukasz modelu o rozbudowanej analizie mięśni i kości, zobacz [powystawową wagę Salter 9106 z analizatorem BIA](#).

Inną propozycją jest [powystawowy analizator Salter 9141 Ultra Slim](#) z pamięcią czterech użytkowników.

Jeżeli potrzebujesz przede wszystkim zwykłego ważenia bez analizy składu ciała, sprawdź [powystawową wagę Salter 9206](#).

Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [wagi łazienkowe i analizatory składu ciała w PerfekcyjnyDom.pl](#).

FAQ – najczęstsze pytania o Salter 9115 SV3R

Czy Salter 9115 jest produktem nowym?

Nie. Oferta dotyczy wagi powystawowej, na której mogą występować zarysowania, otarcia i ślady przechowywania. Opakowanie może być otwarte lub uszkodzone.

Czy Salter 9115 wykonuje analizę tkanki tłuszczowej?

Tak. Model wykorzystuje technologię BIA do szacowania zawartości tkanki tłuszczowej i wody oraz innych wybranych parametrów składu ciała.

Czy mogę korzystać z wagi tylko do sprawdzania kilogramów?

Tak. Salter 9115 może służyć również do standardowego ważenia, bez wykonywania analizy składu ciała.

Czy szklana platforma może mieć rysy?

Tak. Produkt jest powystawowy, dlatego mogą występować drobne ślady ekspozycji, w tym zarysowania szkła i otarcia obudowy.

Czy zdjęcia pokazują rzeczywisty stan egzemplarza?

Zdjęcia mają charakter poglądowy i nie muszą przedstawiać wszystkich zarysowań sprzedawanej sztuki.

Czy waga wymaga aplikacji mobilnej?

Nie. Wyniki pomiarów można odczytywać na wyświetlaczu urządzenia.

Salter 9115 SV3R – szklany analizator w ofercie powystawowej

Waga łazienkowa Salter 9115 SV3R Ultra Slim to propozycja dla osób poszukujących szklanego analizatora składu ciała do 180 kg. Pozwala sprawdzać masę ciała oraz orientacyjne parametry uzyskiwane metodą BIA.

Przed zakupem uwzględnij możliwe niedoskonałości wizualne. Możesz również odwiedzić kategorię [wyprzedaże PerfekcyjnyDom.pl](#) i porównać inne oferty.