

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/koldra-antyalergiczna-160-x-200-cm-medical-duo-amw-p-1396.html>



Kołdra antyalergiczna 160x200 cm AMW Medical Duo biała

Cena	206,00 zł
Dostępność	Szybka Wysyłka 24H
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	PD-ES-K-MD-160
Kod EAN	5904139309421

Opis produktu

Kołdra antyalergiczna medyczna 160x200 cm AMW Medical Duo – komfort, higiena i ciepło przez cały rok

Kołdra antyalergiczna medyczna 160x200 cm AMW Medical Duo to model zaprojektowany z myślą o osobach, które oczekują połączenia wygody snu, łatwej pielęgnacji i wysokiego poziomu higieny. Konstrukcja Duo opiera się na połączeniu dwóch kołdr na brzegach, dzięki czemu pomiędzy warstwami powstaje dodatkowa przestrzeń powietrzna poprawiająca izolację cieplną. To praktyczny wybór do codziennego użytkowania w domu, pensjonacie, obiekcie noclegowym oraz wszędzie tam, gdzie liczy się czystość i komfort snu.

Najważniejsze cechy produktu

- **Rozmiar:** 160x200 cm
- **Model:** AMW Medical Duo
- **Rodzaj:** kołdra antyalergiczna medyczna
- **Wypełnienie:** silikonowane włókno poliestrowe Hollow
- **Poszycie:** polycotton (48% bawełna, 52% poliester)
- **Pranie:** delikatnie do 90°C
- **Certyfikat:** Oeko-Tex Standard 100
- **Dostępny kolor:** biały

Dlaczego warto wybrać kołdrę Medical Duo?

Model Medical Duo został stworzony dla użytkowników, którzy chcą utrzymać wysoki poziom higieny snu bez rezygnowania z wygody. Wypełnienie typu **Hollow**, czyli termicznie skręcane włókna poliestrowe o spiralnym kształcie, zapewnia dobrą sprężystość, lekkość i skuteczne utrzymywanie ciepła. Kołdra dobrze otula ciało, a jednocześnie zachowuje odpowiednią puszystość podczas codziennego użytkowania.

Kołdra antyalergiczna do prania w wysokiej temperaturze

Dużą zaletą tego modelu jest możliwość **delikatnego prania do 90°C**. To ważna cecha dla osób dbających o regularne odświeżanie pościeli oraz ograniczanie ekspozycji na alergeny. Producent zaleca okresowe pranie w temperaturze co najmniej

60°C jako element utrzymania higieny wyrobu.

Dla kogo będzie dobrym wyborem?

To kołdra odpowiednia dla alergików, osób wrażliwych na kurz oraz wszystkich, którzy szukają łatwej w pielęgnacji, białej kołdry do codziennego użytku. Sprawdzi się zarówno w sypialni domowej, jak i w miejscach, gdzie pościel musi być często odświeżana.

Poszycie polycotton - praktyczne i wygodne w użytkowaniu

Poszycie wykonane z **polycottonu** łączy zalety bawełny i poliestru. Dzięki temu materiał jest przyjemny w użytkowaniu, a jednocześnie bardziej odporny na intensywną eksploatację i częste pranie. Biały kolor kołdry dobrze wpisuje się w estetykę sypialni, hoteli, pensjonatów i placówek opiekuńczych.

Bezpieczny wybór do codziennego snu

Kołdra posiada **certyfikat Oeko-Tex Standard 100**, który potwierdza, że wyrób został przebadany pod kątem obecności substancji uznawanych za szkodliwe. Produkt został opisany przez producenta jako **wyrób medyczny** przeznaczony do wspomagającego stosowania w profilaktyce antyalergicznnej i codziennym użytkowaniu podczas snu oraz wypoczynku.

Zobacz także

- [Kołdry antyalergiczne - sprawdź pozostałe rozmiary i modele](#)
- [Kołdry medyczne - oferta do domu i obiektów użytkowych](#)
- [Poduszki antyalergiczne - dobierz komplet do sypialni](#)

Dane techniczne

- **Typ produktu:** kołdra antyalergiczna medyczna
- **Model:** AMW Medical Duo
- **Rozmiar:** 160 x 200 cm
- **Wypełnienie:** 100% poliestru silikonowany Hollow
- **Poszycie:** polycotton (48% bawełna, 52% poliestru)
- **Kolor:** biały
- **Certyfikat:** Oeko-Tex Standard 100
- **Pielęgnacja:** pranie delikatne do 90°C
- **Zastosowanie:** codzienny sen i wypoczynek, także jako element pościeli profilaktycznej
- **Stawka VAT:** 8%

Pielęgnacja i użytkowanie

- prać delikatnie w temperaturze do 90°C
- dla utrzymania higieny regularnie odświeżać i prać zgodnie z zaleceniami producenta
- po praniu wstępnie odwirować
- po wysuszeniu ręcznie rozpulchnić wsad, aby przywrócić pierwotną formę
- nie bielić
- nie prasować
- nie czyścić chemicznie
- przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu