


Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/kolorowy-analizator-wagi-ciala-p-1674.html>



Waga łazienkowa Salter 9150 z analizatorem BMI 180 kg – powystawowa

Cena	89,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PD-9150

Opis produktu

Salter 9150 – powystawowa waga łazienkowa z analizatorem składu ciała

Elektroniczna waga łazienkowa Salter 9150 Glass Analyser pozwala sprawdzać nie tylko aktualną masę ciała, ale także szacunkowy udział tkanki tłuszczowej i wody w organizmie oraz wskaźnik BMI. To praktyczne urządzenie dla osób, które chcą obserwować zmiany w dłuższym czasie i korzystać z funkcji analizy składu ciała we własnym domu.

Waga obsługuje pomiary do **180 kg z rozdzielczością 100 g**. Posiada pamięć ustawień dla **8 użytkowników**, specjalny tryb sportowy, cyfrowy wyświetlacz LCD oraz funkcję wygodnego uruchamiania Step-On podczas zwykłego ważenia.

W sklepie PerfekcyjnyDom.pl oferujemy **egzemplarze powystawowe w kolorze czarnym lub zielonym**. Wybierz wariant odpowiadający Twoim preferencjom i zapoznaj się z informacją o stanie produktu.

Ważne – produkt powystawowy

Oferowana waga jest produktem powystawowym, a nie fabrycznie nowym. Pochodzi z ekspozycji i może wykazywać ślady związane z prezentacją oraz przechowywaniem.

Możliwe niedoskonałości:

- zarysowania szklanej powierzchni ważącej,
- drobne otarcia elementów obudowy,
- ślady wcześniejszego przechowywania i ekspozycji,
- otwarte, uszkodzone lub niepełnowartościowe opakowanie.

Waga jest oferowana jako sprawna technicznie. Ślady wizualne nie powinny wpływać na prawidłowe użytkowanie urządzenia.

Zdjęcia są poglądowe i przedstawiają model Salter 9150 w poszczególnych kolorach. Nie muszą odwzorowywać indywidualnych rys lub otarć konkretnego egzemplarza.

Przed zakupem wybierz kolor: **czarny lub zielony**.

Co mierzy analizator składu ciała Salter 9150?

Salter 9150 jest wyposażony w technologię **BIA (bioimpedancja elektryczna)**. Pozwala ona oszacować wybrane parametry składu ciała na podstawie pomiaru oporu elektrycznego tkanek i danych zapisanych w profilu użytkownika.

- **Masa ciała** – pomiar aktualnej masy w kilogramach lub innych dostępnych jednostkach.
- **Tkanka tłuszczowa** – szacowany procentowy udział tłuszczu w organizmie.
- **Woda w organizmie** – szacunkowa procentowa zawartość wody.
- **BMI** – wskaźnik masy ciała obliczany na podstawie masy i wzrostu użytkownika.

Wyniki analizy BIA mają **charakter orientacyjny**. Nie zastępują diagnostyki medycznej, a ich interpretacja wymaga uwzględnienia warunków pomiaru. Najbardziej użyteczne jest obserwowanie trendów w czasie, a nie pojedynczych wskazań.

Technologia BIA – dlaczego sposób wykonywania pomiaru ma znaczenie?

Podczas analizy składu ciała urządzenie wykorzystuje niewielki sygnał elektryczny, którego przepływ przez tkanki jest podstawą szacowania parametrów. Kontakt z ciałem odbywa się przez elektrody pomiarowe znajdujące się na platformie wagi.

Aby wykonać analizę, należy stanąć **boso** w odpowiedniej pozycji, zapewniając kontakt stóp z elektrodami.

Na wskazania mogą wpływać między innymi nawodnienie, pora dnia, niedawny wysiłek fizyczny i spożyte posiłki. Dlatego przy porównywaniu wyników warto zachowywać podobne warunki każdego pomiaru.

Bezpieczeństwo: osoby z rozrusznikiem serca lub innymi wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi nie powinny korzystać z funkcji BIA bez odpowiedniego potwierdzenia bezpieczeństwa. W okresie ciąży wyniki analizy składu ciała mogą być niemiarodajne; należy stosować się do ograniczeń podanych w instrukcji.

Wskaźnik BMI – co oznacza i czego nie pokazuje?

BMI (Body Mass Index) wyraża stosunek masy ciała do kwadratu wzrostu. Jest stosowany jako ogólny wskaźnik odnoszący masę ciała do wzrostu.

Przykładowo osoba o masie 75 kg i wzroście 175 cm ma BMI wynoszące około 24,5.

BMI nie rozróżnia jednak masy mięśniowej od tkanki tłuszczowej. Z tego powodu warto traktować go jako informację uzupełniającą, a nie pełny opis składu organizmu.

Tryb sportowy – dodatkowy sposób ustawienia profilu

Salter 9150 posiada **tryb sportowy (Athlete Mode)**, przewidziany przez producenta dla osób regularnie wykonujących intensywną aktywność fizyczną.

W dokumentacji Salter jako przykład użytkownika sportowego wskazano osobę trenującą intensywnie około 12 godzin tygodniowo, z tętnem spoczynkowym wynoszącym około 60 uderzeń na minutę lub mniej.

Tryb ten zmienia sposób szacowania wyników analizy. Nie należy wybierać go wyłącznie dlatego, że ćwiczysz rekreacyjnie kilka razy w tygodniu.

Pamięć 8 użytkowników – jedna waga dla kilku osób

Urządzenie pozwala zapisać ustawienia dla **8 profili użytkowników**. W każdym profilu można skonfigurować dane potrzebne do obliczeń analizatora, w tym płeć, wiek i wzrost.

Przy wykonywaniu pomiaru składu ciała należy wybrać swój profil i poczekać na wskazanie zerowe, a następnie stanąć na platformie boso.

Warto wiedzieć: pamięć ośmiu użytkowników nie oznacza automatycznego zapisywania pełnej historii wyników. Jeśli chcesz obserwować zmiany w kolejnych tygodniach, zapisuj je w notatniku lub aplikacji do własnych pomiarów.

Step-On – wygodne codzienne ważenie

Salter 9150 może działać również jako zwykła waga łazienkowa, bez wykonywania analizy składu ciała.

Po wstępnej inicjalizacji funkcja **Step-On** pozwala rozpocząć standardowe ważenie przez wejście na platformę. Nie trzeba wybierać profilu, jeżeli potrzebujesz tylko wyniku masy ciała.

Do wykonania pomiaru BIA konieczne jest natomiast uruchomienie odpowiedniego profilu i zastosowanie procedury opisanej w instrukcji.

Jak przygotować wagę Salter 9150 do pierwszego użycia?

1. Umieść baterie w komorze zasilania, zachowując odpowiednią polaryzację.
2. Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni.
3. Wykonaj wstępną inicjalizację wagi zgodnie z instrukcją.
4. Jeżeli zamierzasz korzystać z analizatora, zapisz dane użytkownika.
5. Przy zwykłym ważeniu stań nieruchomo na platformie.
6. Przy analizie BIA wybierz profil i ustaw bosc stopy na elektrodach.

Po przeniesieniu wagi w inne miejsce producent zaleca ponowną inicjalizację.

Kolor czarny czy zielony – który wariant wybrać?

Salter 9150 czarna

Czarna szklana platforma pasuje do nowoczesnych łazienek, szarych płytek oraz ciemnych dodatków. To uniwersalny wariant do codziennego użytku.

Salter 9150 zielona

Zielona wersja pozwala wprowadzić do łazienki wyraźniejszy kolor. Może być ciekawym dodatkiem do jasnych wnętrz oraz aranżacji z bielą i naturalnym drewnem.

Oba warianty są sprzedawane jako powystawowe. Możliwe ślady ekspozycji oraz stan opakowania mogą różnić się między egzemplarzami.

Dane techniczne analizatora Salter 9150

Parametr	Specyfikacja
Producent	Salter
Model	9150 Glass Analyser
Numer katalogowy sklepu	PD-9150
Stan produktu	Powystawowy
Kolory w ofercie	Czarny i zielony
Maksymalne obciążenie	180 kg
Rozdzielczość ważenia	100 g / 0,1 kg
Analiza tkanki tłuszczowej	Tak, szacunkowo
Analiza zawartości wody	Tak, szacunkowo
Obliczanie BMI	Tak
Technologia	BIA – bioimpedancja elektryczna
Tryb sportowy	Tak
Pamięć użytkowników	8 profili
Funkcja Step-On	Tak, do standardowego ważenia
Wyświetlacz	LCD

Parametr	Specyfikacja
Platforma	Szklana, z elektrodami pomiarowymi
Wymiary	Okolo 30x30x2,5 cm dla wersji 9150 BK3R
Zasilanie	2 baterie AAA
Stopki do dywanu	Przewidziane dla modelu, obecność w zestawie powystawowym do potwierdzenia
Stan wizualny	Możliwe rysy, otarcia i ślady ekspozycji
Opakowanie	Może być otwarte, uszkodzone lub niepełnowartościowe

Czy warto kupić powystawowy analizator składu ciała?

Wersja powystawowa to rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z funkcji pomiarowych konkretnego modelu, ale nie wymagają idealnego stanu wizualnego urządzenia lub fabrycznie nienaruszonego pudełka.

Salter 9150 oferuje pomiar masy ciała, szacowanie zawartości tłuszczu i wody, obliczanie BMI, pamięć 8 użytkowników oraz tryb sportowy.

Przed zakupem warto uwzględnić, że **szklana powierzchnia może mieć zarysowania**, a opakowanie może wykazywać ślady ekspozycji. Są to cechy charakterystyczne dla tej oferty powystawowej.

Porównaj Salter 9150 z innymi wagami łazienkowymi

Jeżeli szukasz innego analizatora w ofercie powystawowej, sprawdź [powystawową wagę HoMedics 9116 z analizą składu ciała](#).

Gdy potrzebujesz większego zakresu ważenia, warto porównać [analizator składu ciała 9119 do 200 kg](#).

Jeżeli zależy Ci wyłącznie na sprawdzaniu masy ciała, bez analizy BIA, zobacz [powystawową wagę Salter 9206 do 180 kg](#).

Pełny wybór urządzeń znajduje się w kategorii [wagi łazienkowe i analizatory składu ciała](#).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Salter 9150

Czy Salter 9150 jest wagą nową?

Nie. Ta oferta dotyczy urządzenia powystawowego. Na platformie mogą występować zarysowania i otarcia, a opakowanie może być uszkodzone.

Czy urządzenie może ważyć bez analizy tkanki tłuszczowej?

Tak. Salter 9150 może działać jako zwykła waga łazienkowa. Funkcja Step-On pozwala wykonywać podstawowy pomiar masy po inicjalizacji urządzenia.

Czy analizator pokazuje BMI?

Tak. Model oblicza BMI na podstawie masy ciała i wzrostu wprowadzonego do profilu użytkownika.

Ile osób może korzystać z analizatora?

Waga posiada pamięć ustawień dla 8 użytkowników.

Czy waga posiada tryb sportowy?

Tak. Salter 9150 oferuje tryb sportowy przewidziany dla osób regularnie wykonujących intensywny wysiłek fizyczny, zgodnie z kryteriami producenta.

Czy można używać analizatora w skarpetkach?

Do analizy składu ciała konieczny jest odpowiedni kontakt bosych stóp z elektrodami na platformie. Podstawowy pomiar masy

ciała jest odrębną funkcją.

Czy zdjęcia pokazują rzeczywisty stan wagi powystawowej?

Zdjęcia prezentują model i dostępne kolory. Mają charakter poglądowy i nie dokumentują wszystkich zarysowań lub otarć konkretnego egzemplarza.

Salter 9150 – analizator do domowych pomiarów w ofercie powystawowej

Powystawowa waga łazienkowa Salter 9150 umożliwia kontrolę masy ciała i szacunkową analizę wybranych parametrów jego składu. Pamięć 8 osób, BMI, tryb sportowy i szklana platforma sprawiają, że jest praktycznym urządzeniem do domowego użytkowania.

Wybierz wariant czarny lub zielony. Jeśli akceptujesz możliwe ślady ekspozycji, zobacz także [pozostałe produkty w ofercie wyprzedażowej PerfekcyjnyDom.pl](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor Wagi: nie wybrano , zielona , czarna