

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/poduszka-antyalergiczna-50x80cm-medical-p-962.html>

Poduszka antyalergiczna 50x80 cm Medical



Cena	70,00 zł
Dostępność	Szybka Wysyłka 24H
Czas wysyłki	1-3 dni
Kod EAN	5904139310090

Opis produktu

Poduszka antyalergiczna Medical 50x80 cm – higieniczny sen i wygodne podparcie

Poduszka antyalergiczna Medical 50x80 cm to praktyczny wybór dla osób, które oczekują komfortu snu oraz wysokiego poziomu higieny. Wypełnienie z **poliestrowych, silikonowanych włókien Amball®** (włókna skręcane) sprzyja ograniczaniu osadzania się kurzu i pomaga utrzymać poduszkę w dobrej formie podczas codziennego użytkowania.

Poduszka jest **miękka, sprężysta** i dobrze dopasowuje się do ułożenia głowy oraz szyi. Struktura wypełnienia wspiera cyrkulację powietrza, dzięki czemu łatwiej zachować przyjemny mikroklimat w trakcie snu. Zamek umożliwia wygodną obsługę poduszki (np. podczas pielęgnacji lub dopasowania wsadu).

Co kupujesz?

- **Poduszkę antyalergiczną Medical** w rozmiarze **50x80 cm**
- Wypełnienie: **Amball® - 100% silikonowane włókno poliestrowe**
- Poszycie: **polycotton** (tkanina trwała i wygodna w użytkowaniu)
- **Zamek** ułatwiający użytkowanie
- **Dostępny kolor:** biały

Dlaczego ta poduszka jest dobrym wyborem dla alergików?

Zastosowane wypełnienie Amball® jest rozwiązaniem często wybieranym w produktach ukierunkowanych na komfort i higienę. Poduszka może sprawdzić się u osób wrażliwych na kurz oraz w sypialniach, gdzie ważna jest łatwość utrzymania czystości. To także dobry wariant do intensywnego użytkowania (np. w domu, pokoju gościnnym).

Certyfikacja i bezpieczeństwo materiałów

Poduszka posiada **certyfikat Oeko-Tex Standard 100**, co oznacza, że materiały zostały przebadane pod kątem obecności substancji niepożądanych w stężeniach mogących wpływać na zdrowie. To ważna informacja dla osób, które zwracają uwagę na jakość tekstyliów używanych blisko skóry.

Wskazówka użytkowa

Jeśli zależy Ci na wysokiej higienie, wybieraj poszewki w rozmiarze 50x80 cm i regularnie je pierz. Poduszkę warto wietrzyć w suchy dzień i nie przechowywać w wilgotnych pomieszczeniach.

Pielęgnacja i użytkowanie

- Możliwość prania zgodnie z zaleceniami producenta z metki (w tym w wysokich temperaturach, jeśli metka to dopuszcza)
- Po praniu: wstępnie odwirować i **ręcznie rozpulchnić** wsad, aby przywrócić kształt
- Regularnie wietrzyć i stosować poszewkę ochronną
- Unikać długotrwałego zawilgocenia

Zobacz także

- [Poduszki – pełna oferta](#)
- [Poduszki antyalergiczne – porównaj warianty](#)
- [Poszewki 50x80 – dobierz ochronę i wygodę](#)

Dane techniczne

- Rodzaj: **poduszka antyalergiczna**
- Rozmiar: **50x80 cm**
- Wypełnienie: **Amball® (100% włókno poliestrowe silikonowane)**
- Poszycie: **polycotton**
- Kolor: **biały**
- Elementy użytkowe: **zamek**
- Certyfikat: **Oeko-Tex Standard 100**