

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/poduszka-medyczna-50x80cm-vita-med-p-1112.html>

Poduszka medyczna 50x80 cm VITA-MED



Cena	58,00 zł
Dostępność	Szybka Wysyłka 24H
Czas wysyłki	1-3 dni

Opis produktu

Poduszka medyczna 50x80 cm VITA-MED – antyalergiczna, pranie do 95°C, komfort w domu i placówkach

Poduszka Medyczna VITA-MED 50x80 cm to praktyczny wybór dla osób, które szukają higienicznego i wygodnego wsparcia podczas snu oraz odpoczynku. Wypełnienie z **hypoalergicznego granulatu silikonowanego FOLLBALL** pomaga zachować sprężystość i równomierne ułożenie poduszki w codziennym użytkowaniu.

Model został zaprojektowany z myślą o częstym użytkowaniu – również w warunkach, gdzie liczy się czystość i łatwa pielęgnacja. Poduszkę można **prać nawet w 95°C** (zgodnie z zaleceniami z metki), co ułatwia utrzymanie wysokiego poziomu higieny.

Co kupujesz?

- **Poduszkę medyczną VITA-MED** w rozmiarze **50x80 cm**
- Wypełnienie: **hypoalergiczny granulatu silikonowanego FOLLBALL**
- Poszycie: **100% poliestru** (tkanina pokryciowa)
- **Możliwość częstego prania** – także w **95°C** (wg metki)
- **Dostępny kolor:** biały
- Wyrób odpowiedni do zastosowań domowych i profesjonalnych (np. placówki)

Dlaczego VITA-MED jest chętnie wybierana przez osoby wrażliwe i alergików?

Poduszka została opracowana tak, aby wspierać komfort osób z wrażliwą skórą oraz skłonnością do alergii. **Hypoalergiczne wypełnienie** i możliwość prania w wysokiej temperaturze to połączenie, które pomaga ograniczać gromadzenie się typowych zanieczyszczeń domowych (np. kurz i roztocza) w codziennej eksploatacji.

Sprężyste wypełnienie FOLLBALL – stabilny kształt i wygodne podparcie

Granulat silikonowany **FOLLBALL** wspiera zachowanie objętości i kształtu, dzięki czemu poduszka może być wygodna

zarówno do snu, jak i odpoczynku w ciągu dnia. To dobry wybór dla osób, które nie lubią „zbijających się” wypełnień i oczekują łatwego uformowania podparcia pod głowę i kark.

Wskazówka użytkowa

Jeśli śpisz na boku, rozmiar **50x80 cm** często ułatwia stabilne ułożenie głowy na pełnej szerokości poduszki. Dla higieny i trwałości warto używać poszewki oraz regularnie prać poduszkę zgodnie z metką.

Bezpieczeństwo materiałów i standardy jakości

W opisie producenta podkreślono, że komponenty (tkanina, wypełnienie oraz nici) spełniają wymagania standardu **OEKO-TEX® Standard 100**, co oznacza kontrolę pod kątem substancji niepożądanych w wyrobach włókienniczych. Poduszka jest także wskazywana jako rozwiązanie stosowane w placówkach (oddziały, kliniki, sanatoria) – tam, gdzie liczy się wygoda i możliwość częstej pielęgnacji.

Zobacz także

- [Poduszki – pełna oferta rozmiarów i rodzajów](#)
- [Poduszki antyalergiczne – sprawdź inne warianty](#)
- [Poszewki – dobierz poszewkę do rozmiaru 50x80 cm](#)

Dane techniczne

- Rodzaj: **poduszka medyczna / antyalergiczna**
- Rozmiar: **50x80 cm**
- Wypełnienie: **granulat silikonowany FOLLBALL**
- Poszycie: **100% poliester**
- Kolor: **biały**
- Pielęgnacja: **pranie do 95°C** (zgodnie z metką)

Pielęgnacja i użytkowanie

- Stosuj poszewkę i pierz ją regularnie
- Poduszkę pierz zgodnie z metką – w razie potrzeby nawet do **95°C**
- Dokładnie wysusz po praniu (ważne dla higieny i trwałości)
- Wietrz w suchy dzień, aby odświeżyć wypełnienie