

Link do produktu: <https://www.perfekcyjnydom.pl/waga-lazienkowa-mechaniczna-ze-szklem-powiekszajacym-p-4892.html>



Waga mechaniczna Salter 484 WHKR 130 kg z lupą - powystawowa

Cena	26,00 zł
Cena poprzednia	69,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PD-EK-484WHKR

Opis produktu

Salter 484 WHKR - klasyczne ważenie bez baterii i elektroniki

Nie każda waga łazienkowa potrzebuje wyświetlacza, aplikacji i baterii. Salter 484 WHKR udowadnia, że do codziennego kontrolowania masy ciała wystarczy sprawdzony mechanizm, czytelna tarcza i wygodna platforma.

Ta **biała mechaniczna waga łazienkowa** została wyposażona w analogową skalę ze szkłem powiększającym. Dzięki niemu oznaczenia kilogramów są łatwiejsze do odczytania, a samo ważenie nie wymaga naciskania przycisków, ładowania akumulatora ani wymiany baterii.

Salter 484 to rozwiązanie dla osób, które cenią prostotę obsługi, klasyczny wygląd oraz możliwość szybkiego sprawdzenia masy ciała w dowolnym momencie.

Oferta dotyczy egzemplarza powystawowego. Waga może posiadać niewielkie ślady wcześniejszej ekspozycji lub przechowywania, a opakowanie może być otwarte albo uszkodzone.

Ważna informacja - stan powystawowy

Sprzedawana waga Salter 484 WHKR nie jest produktem fabrycznie nowym. Została zakwalifikowana jako produkt powystawowy.

W zależności od egzemplarza mogą występować:

- drobne zarysowania białej platformy,
- niewielkie otarcia obudowy lub krawędzi,
- ślady prezentowania, transportu i przechowywania,
- otwarte, przetarte lub niepełnowartościowe opakowanie.

Możliwe niedoskonałości mają charakter wizualny. Przed wysyłką należy potwierdzić prawidłowe działanie mechanizmu i możliwość ustawienia wskazówki na zero.

Zdjęcia prezentują model urządzenia i mają charakter poglądowy. Nie muszą odzwierciedlać wszystkich indywidualnych śladów ekspozycji konkretnego egzemplarza.

Najważniejsze zalety mechanicznej wagi Salter 484

- **Brak baterii** – urządzenie działa dzięki mechanizmowi mechanicznemu, bez zasilania elektrycznego.
- **Szkoło powiększające** – pomaga wygodniej odczytać podziałkę analogowej tarczy.
- **Ważenie do 130 kg** – zakres podawany dla oferowanego wariantu.
- **Ręczna regulacja zera** – umożliwia przygotowanie urządzenia przed ważeniem.
- **Kompaktowe rozmiary** – około 25,4x25,4x4,9 cm.
- **Biała kolorystyka** – uniwersalny wygląd pasujący do jasnych łazienek.
- **Klasyczna skala wskazówkowa** – wynik widoczny bez uruchamiania ekranu.

Szkoło powiększające – prosty detal, który ułatwia odczyt

Najbardziej charakterystycznym elementem Salter 484 jest **powiększana tarcza analogowa**. Nad fragmentem skali umieszczono soczewkę, dzięki której oznaczenia są wyraźniej widoczne.

To szczególnie praktyczne w codziennym korzystaniu z wagi, kiedy odczyt następuje z pozycji stojącej. Nie trzeba włączać wyświetlacza ani przybliżać twarzy do urządzenia.

Warto wiedzieć: szkło powiększające poprawia czytelność oznaczeń, ale nie zwiększa dokładności mechanizmu ważącego. Ostateczny odczyt zależy także od właściwego ustawienia zera, rodzaju podłoża i sposobu stania na platformie.

Waga bez baterii – zawsze gotowa do pomiaru

Jedną z największych zalet mechanicznego modelu Salter 484 jest całkowity brak potrzeby zasilania elektrycznego.

Nie musisz pamiętać o kupowaniu baterii, ładowaniu urządzenia ani wymianie akumulatora. Wystarczy postawić wagę na odpowiedniej powierzchni, sprawdzić położenie wskazówki i wykonać pomiar.

To praktyczne rozwiązanie do łazienki domowej, mieszkania, domku wypoczynkowego czy pomieszczenia, w którym potrzebna jest prosta waga osobowa bez dodatkowych funkcji.

Ręczna regulacja zera – ważny element prawidłowego ważenia

Waga mechaniczna różni się od elektronicznej między innymi sposobem przygotowania do pomiaru.

Salter 484 WHKR posiada pokrętkę regulacyjną, które służy do ustawienia wskazówki na zero przed ważeniem.

Dlaczego to ważne? Jeśli nieobciążona waga pokazuje wartość inną niż zero, kolejne odczyty mogą być przesunięte. Warto więc sprawdzać wskazówkę przed każdym użyciem, szczególnie po przestawieniu urządzenia.

Jak prawidłowo korzystać z wagi mechanicznej Salter 484?

1. Postaw wagę na twardej, płaskiej i stabilnej podłodze.
2. Sprawdź położenie wskazówki, kiedy platforma nie jest obciążona.
3. W razie potrzeby ustaw wskazówkę na zero za pomocą pokrętła regulacyjnego.
4. Delikatnie naciśnij platformę i sprawdź ponownie wskazanie zera.
5. Wejdź na środek platformy i równomiernie rozłóż ciężar na obie stopy.
6. Pozostań nieruchomo do ustabilizowania wskazówki.
7. Odczytaj wynik z tarczy, korzystając z powiększanego fragmentu skali.

Wskazówka: do porównywania wyników kolejnych ważeń najlepiej korzystać z tej samej wagi, na tym samym podłożu i o podobnej porze dnia.

Mechaniczna czy elektroniczna waga łazienkowa – która będzie lepsza?

Nie każda osoba potrzebuje elektronicznego analizatora składu ciała. Wybór urządzenia zależy przede wszystkim od tego, co chcesz mierzyć i jaki sposób obsługi jest dla Ciebie najwygodniejszy.

Cecha	Salter 484 mechaniczna	Typowa waga elektroniczna
Zasilanie	Nie wymaga baterii	Zazwyczaj baterie
Odczyt	Tarcza analogowa	Wyświetlacz cyfrowy

Cecha	Salter 484 mechaniczna	Typowa waga elektroniczna
Regulacja zera	Ręczna	Zazwyczaj automatyczna
Podziałka	Analogowa, mniej szczegółowa	Zwykle odczyt co 100 g
Aplikacja	Nie jest potrzebna	Zależnie od modelu
Analiza tłuszczu i BMI	Nie	Tylko w wybranych modelach

Salter 484 będzie odpowiednia, jeśli zależy Ci na prostocie i klasycznej obsłudze. Jeśli chcesz sprawdzać również tkankę tłuszczową, poziom wody lub BMI, lepszym wyborem będzie osobny analizator składu ciała.

Kompaktowa biała waga do codziennego użytku

Model Salter 484 wyróżnia się niewielką podstawą i jasnym wykończeniem. Rozmiar około **25,4x25,4 cm** ułatwia ustawienie urządzenia przy ścianie lub przechowywanie go w łazience.

Biała platforma dobrze komponuje się z jasną ceramiką, tradycyjnymi meblami łazienkowymi i minimalistycznymi wnętrzami.

Powierzchnia służy do stania podczas ważenia. Nie należy wchodzić na wagę mokrymi stopami ani korzystać z niej na śliskiej, nierównej podłodze.

Dlaczego waga mechaniczna może wskazywać inną masę niż elektroniczna?

Różnica pomiędzy wskazaniem dwóch wag nie musi oznaczać awarii. Urządzenia mogą wykorzystywać różne mechanizmy, podziałki oraz sposoby prezentacji wyników.

W przypadku wagi mechanicznej istotne jest również ręczne ustawienie zera przed pomiarem.

Dodatkowo na odczyt wpływają warunki użytkowania – między innymi stabilność podłoża i równomierne obciążenie platformy.

Dlatego do codziennego obserwowania masy najlepiej używać stale tego samego urządzenia.

Jak dbać o mechanizm i obudowę wagi?

- Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzać wagi w wodzie.
- Unikaj agresywnych środków czyszczących i materiałów ściernych.
- Przechowuj wagę w suchym pomieszczeniu.
- Chroń ją przed uderzeniami oraz upadkami.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia.
- Po przeniesieniu sprawdzaj ustawienie wskazówki na zero.

Specyfikacja techniczna – Salter 484 WHKR powystawowa

Parametr	Dane produktu
Producent	Salter
Model handlowy	484 WHKR
Seria	Magnifying Lens Mechanical Bathroom Scale
Numer katalogowy sklepu	PD-EK-484WHKR
Stan	Powystawowy
Typ produktu	Mechaniczna waga łazienkowa / analogowa waga osobowa
Kolor	Biały

Parametr	Dane produktu
Zakres ważenia	Do 130 kg według oferty sklepu
Odczyt masy	Analogowa tarcza wskazówkowa
Szkoło powiększające	Tak, nad fragmentem skali
Regulacja zera	Ręczna za pomocą pokrętła
Zasilanie	Nie wymaga baterii
Przybliżone wymiary	25,4x25,4x4,9 cm według karty produktu
Jednostki	Skala metryczna i imperialna w rodzinie modelu 484
Analiza składu ciała	Nie
Wyświetlacz LCD	Nie
Możliwe ślady ekspozycji	Rysy, otarcia i ślady przechowywania
Opakowanie	Może być otwarte, uszkodzone lub niepełnowartościowe
Zdjęcia	Poglądowe

Porównaj z innymi wagami łazienkowymi w PerfekcyjnyDom.pl

Jeżeli zależy Ci na produkcie fabrycznie nowym, sprawdź [nową wersję mechanicznej wagi łazienkowej ze szkłem powiększającym](#).

Jeśli wolisz cyfrowy odczyt, możesz wybrać [białą wagę elektroniczną Salter 9000](#).

Dla osób potrzebujących znacznie wyższego zakresu ważenia dostępna jest [waga Salter 9049 do 250 kg](#).

Jeżeli interesuje Cię analizator tłuszczu i BMI, sprawdź również [powystawową wagę Salter 9115 z analizatorem składu ciała](#).

Wszystkie modele dostępne są w kategorii [wagi łazienkowe](#). Możesz także zobaczyć [pozostałe oferty wyprzedażowe i powystawowe](#).

FAQ – powystawowa waga mechaniczna Salter 484

Czy Salter 484 WHKR wymaga baterii?

Nie. Jest to waga mechaniczna, która działa bez baterii, ładowania i zasilacza.

Czy szkło powiększające zwiększa dokładność ważenia?

Nie. Soczewka poprawia czytelność podziałki, ale nie zmienia dokładności mechanizmu.

Co oznacza stan powystawowy?

Produkt może mieć niewielkie rysy, otarcia i ślady ekspozycji, a opakowanie może być otwarte lub uszkodzone. Zdjęcia mają charakter poglądowy.

Jak ustawić wagę na zero?

Przed ważeniem należy ustawić urządzenie na twardym, równym podłożu i użyć pokrętła regulacyjnego, jeżeli wskazówka nie znajduje się przy zerze.

Czy waga nadaje się do codziennego ważenia?

Tak. Jest przeznaczona do podstawowej kontroli masy ciała w warunkach domowych. Dla porównywalnych wyników należy

ważyć się w podobnych warunkach.

Czy Salter 484 mierzy tkankę tłuszczową albo BMI?

Nie. Model służy do mechanicznego pomiaru masy ciała i nie posiada elektronicznego analizatora składu organizmu.

Salter 484 WHKR – prostota, którą docenisz każdego dnia

Powystawowa waga mechaniczna Salter 484 WHKR to dobry wybór, jeśli szukasz niedużego urządzenia z czytelną analogową tarczą, szkłem powiększającym i możliwością samodzielnego ustawienia zera.

Brak baterii upraszcza obsługę, a biała kolorystyka pozwala dopasować wagę do wielu łazienek. Jeśli akceptujesz możliwe ślady ekspozycji, model 484 może być praktyczną alternatywą dla droższej wersji fabrycznie nowej.